

# REABOX - Mallette d'assistance respiratoire

## OBLIGATOIRE DANS TOUS LES CABINETS DENTAIRES

(art. 223-6 du code pénal et art. 4127-205 du code de déontologie dentistes)



### COMPOSITION

- 1 bouteille d'Oxygène remplie à 110 Litres avec raccord 2m10 et masque
- 3 canules de Guedel (maxi, médium et mini)
- 1 Insufflateur manuel avec 2 masques (1 adulte et 1 enfant)
- Le tout dans une mallette PVC anti choc. Poids 3 Kg (bouteille remplie)  
Agréée par le SAMU

Garantie 5 ans

Prix : 450 €

### Bouteille Oxygène 110 Litres

**110 Litres Oxygène : (O<sub>2</sub>) compressé – N° CEE 231-956-9 – N° ONU 1072**

À usage unique, la bouteille grâce à son détendeur interne est parfaitement étanche, l'ouverture se fait par percussion en tournant le bouchon. Le débit est constant soit 8,8 L / minute délivrant 13 minutes d'oxygénation. Cette bouteille a été spécifiquement étudiée pour les secouristes ou les endroits et édifices nécessitant une obligation de moyens et dont les intervenants sont occasionnels. Sans maintenance, la bouteille s'échange après utilisation ou au bout de 5 ans, par une neuve.

UEG System® breveté.



### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Gaz : O<sub>2</sub>F.U > 99,5 %

Pression : 110 bar à 15 °c

Épreuve : PH 165 bar


Poids : 1,3 Kg plein

Contenu : 930 l/136 gr

Contenant : ARCOL 36


### INSTRUCTIONS D'USAGE

1




Insérer le raccord (1) dans l'ergot du bouchon (2)

2



Tourner dans le sens horaire le dispositif jusqu'à sortie de l'oxygène

3



Pour arrêter la distribution tourner en sens inverse

*Un défi pour la vie*

Jean-Luc Degont - 6 rue Lionel Terray, 92500 Rueil Malmaison -  
Tel : 01 47 14 02 15 - Fax : 01 47 08 12 99 - Mobile : 06 15 45 86 32  
jldegont@undefipourlavie.com  
[www.undefipourlavie.com](http://www.undefipourlavie.com)